

TESTOSTERONE UNGUENTO 2%

Formulazione

Testosterone propionato	2,38 g (pari a 2 g di testosterone)
Vaselina filante	88 g
Vaselina liquida	10 g

Preparazione

Miscelare il testosterone propionato e la vaselina liquida, successivamente omogeneizzare in un mortaio; su una piastra di marmo incorporare poco a poco nella vaselina filante la miscela preparata precedentemente, con l' aiuto di una spatola e utilizzando il metodo della diluizione geometrica.

Lasciare riposare 30 minuti prima di confezionarla.

Indicazioni terapeutiche

Il testosterone per uso topico viene utilizzato principalmente alla concentrazione del 2% per il trattamento del Lichen sclerosus, nelle donne detto vulvite atrofica, nell' uomo balanite sclerotica obliterante. Il testosterone propionato e gli altri esteri del testosterone sono indicati nel trattamento del tumore al seno post-menopausa e di alcuni disordini legati alla menopausa; in associazione con gli estrogeni, gli esteri del testosterone sono stati impiegati per la prevenzione del dolore e dell' ingorgo mammario post-partum. Il testosterone è indicato anche nei casi di ipogonadismo maschile.

Bibliografia

Formulazione in Farmacia Pediatrica (Manuela Atienza Fernandèz, Juliana Martinez Atienza, Roberto Marìn Gil); Medicamenta VII ed.

Regime di dispensazione

Ricetta non ripetibile (dopante).

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.



Note

Per rendere l' unguento più facilmente removibile con acqua è possibile sostituire la vaselina bianca con l' eucerina anidra.

Conservare il frigorifero, al riparo dalla luce.

© Farmalabor

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni
Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

